

NOTA INFORMATIVA Nº 02/2020 – LACEN/ SUVISA/ SESAB

Assunto: Orientações para coleta de cultura de vigilância para isolamento de *Candida auris*.

O Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz, referência estadual para vigilância laboratorial epidemiológica, sanitária, e ambiental vem tornar público às Unidades Hospitalares e Maternidades da Secretaria de Saúde do estado da Bahia (SESAB) da Administração Direta e Indireta e particulares, orientações para coleta de cultura de vigilância de pacientes, profissionais de saúde e ambiente, a fim de isolar *Candida auris*.

A coleta dos pacientes deve ser realizada por meio de swab estéril dos sítios: inguinal, axila, úlcera ou ferida cirúrgica e peri cateter de posição central (se houver). O swab de cada sítio deve ser inserido no tubo com caldo de Sabouraud salinado. Adicionalmente, deve ser enviada uma amostra de urina acondicionada em coletor estéril. Identificar cada tubo com o nome do paciente, data da coleta e sitio da amostra.

A coleta do ambiente deve ser realizada com gaze estéril em pia, superfície em torno do paciente, travesseiro, colchão e equipamentos de uso comum. A gaze após a coleta deve ser inserida no tubo com caldo de Sabouraud salinado. Identificar cada tubo com o sitio da amostra e data da coleta.

As amostras dos pacientes devem ser cadastradas no GAL, utilizando a pesquisa *Candida auris*, acondicionadas em caixas térmicas devidamente identificadas com material biológico e **sem gelox** (temperatura ambiente).

Os tubos com meio para coleta devem ser solicitados ao LACEN pelo email lagen.coreplan@saude.ba.gov.br. Os tubos devem ser mantidos entre 2 – 8°C. Deixar em temperatura ambiente 30 minutos antes da coleta.

Para adicionais esclarecimentos, entrar em contato com a CLAVEP/LACEN através do telefone (71) 3116-5042, horário 07 às 17hs de segunda à sexta ou pelo e-mail lagen.clavep@saude.ba.gov.br

Salvador (BA), 08 de dezembro de 2020.


Arabela Leal e S. de Mello
Diretora